

これから自分で歩けるね
僕重いから、ちょっと
心苦しかったんだ…

ABILITIES
アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>

免荷表示装置付歩行訓練車 リフトン ペーサー (電動)

歩行訓練のリハビリには、
「何人でどのように移乗させるか」
「サポートするスタッフは何人必要か」
など、さまざまな配慮が必要です。

「トラム」と「ペーサー」の
良さを併せ持つ本機は、
それらの問題を1台で解決。
たとえ大柄な方の移乗でも、
歩行訓練をより安全で
快適なものにします。



※実際の商品と一部仕様が異なります。
※取扱いカラーはライムとなります。

トラムの開発で培われた 「安全な移乗システム」を踏襲

大柄な対象者も、1人の介助者で安全・簡単に移乗させ、歩行訓練を開始できます。



写真は歩行用サドル（オプション）を装着しています。



ペーサーに採用の 「多機能キャスター」を装備

4輪すべてに4つの機能がついており、それぞれに調節ができます。



ペーサー(電動)の価値を高める 多彩な機能



免荷表示装置

免荷量を確認しながら、歩行訓練を行なえます。



脚部開閉レバー

最大 131.5cm まで広げられ、座幅の広い車いすにも対応。



昇降スイッチ

電動で最大 66.5cm 昇降します。介助者用ハンドル、スイッチポール（いずれもオプション）でも昇降できます。



カラークリップ

オプションの装着時、対象者の体格に合わせて使い分けられます。

体幹サポート（背ベルト付）

胸囲 56 ～ 152cm まで対応。
大柄な方も安心です。

※実際の商品と一部仕様が異なります。
※取扱いカラーはライムとなります。

適合対象者

胸囲	56 ～ 152cm
身長	196cm 以下
体重	160kg 以下

左記の条件をすべて満たした上で、体幹サポート及びオプションにより、
座位・立位の保持ができて痛みが発生しない方

製品仕様

- 寸法／全長：113.5cm、全幅：80 ～ 131.5cm、全高：83.5 ～ 150cm、旋回半径：127cm、キャスター径：14cm
- 自重／32.7kg ●昇降速度／4cm/ 秒（無負荷状態の場合） ●バッテリー（鉛蓄電池）／24V、2.9Ah ●充電器／入力 AC100V ●材質／アルミ、ポリウレタン ●最大荷重／160kg

カラーバリエーション



ライム

オプション



介助者用ハンドル

介助者が対象者を誘導するときに。昇降スイッチ付。(スイッチポールとの併用不可)



スイッチポール

介助しながら昇降したいとき、また対象者自ら昇降スイッチを操作したいときに。(介助者用ハンドルとの併用不可)



ハンドル付アームサポート (S) (L)

高さ、奥行、角度、ハンドルの位置など細かく調節可能。




ロングアームサポート

大きなパッド面に身体を預けて、臀部へかかる荷重を分散。肘掛けとしても安楽です。



ヒップポジショナー(パッド付) (S) (L)

歩行訓練にあたり臀部に多少のポジショニングが必要な方に。



歩行用サドル (S) (M) (L)

立ち座り・歩行訓練にあたり臀部に支えが必要な方に。



足首サポート

足の可動域や方向性を制限します。



トートバッグ

オプションの移動や保管に。

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>
 (無料通話) やさしいようぐを
0120-834490
 お近くの当社営業所につながります

アビリティーズ・ケアネット株式会社

[本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

[営業所] 札幌市／仙台市／栃木市／川口市／渋谷区／葛飾区／武蔵野市／八王子市／
 千葉市／船橋市／横浜市南区／横浜市青葉区／平塚市／松本市／佐久市／名古屋市／
 新潟市／金沢市／大阪市／和泉市／西宮市／福山市／広島市／北九州市／福岡市／
 台北市 (台湾)

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
 ※掲載価格には消費税は含まれておりません。 ※このチラシの記載内容は2019年9月のものです。 ※禁無断転載・複写

19-08-010.100 × 6.DP.952015