

# 手首や足首に面ファスナーで簡単に装着できる運動補助具

## 重錘バンド

新商品  
(制菌仕様)

- トレーニング内容や目的に合わせて10段階の重さを選べます。
- 重さの確認がしやすいように全10色に色分けしています。

■ 制菌仕様は一般社団法人繊維評価技術協議会の「SEKマーク」認証基準に適合し、制菌加工の認証番号を取得した素材（アクアベル）を使用しています。



▲ SEKマーク

繊維上の細菌、カビの増殖を抑制するとともに、安全性と耐久性にも優れています。

※抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「コーキンマスター®」を使用しています。

- お買い得な「全商品セット（全種類各1個）」と「売れ筋商品セット（0.5kg、1.0kg、1.5kg、2.0kg各1個）」をご用意しております。



◀ 制菌仕様 青

▼ 標準仕様 やまぶき



▲ オレンジ ▲ 青

▲ 赤茶

▲ 赤

▲ やまぶき

▲ 緑

▲ 黄

▲ 茶

▲ グレー

▲ ベージュ

### 抗菌性試験



▲ 綿標準白布



▲ アクアベル



▲ 一般レザー（未加工品）

### 防カビ試験



◀ アクアベル  
カビの発育がほとんど見られない。



◀ 一般レザー（未加工品）  
カビがかなり発育している

商品番号		色	重量 (kg)	サイズ (cm)
標準仕様	制菌仕様			
1096-00	1096-13	オレンジ	0.25	9.0 × 22.5
1096-01	1096-14	青	0.5	9.5 × 27.5
1096-02	1096-15	赤茶	0.75	9.5 × 30.5
1096-03	1096-16	赤	1.0	11.0 × 34.0
1096-10	1096-17	やまぶき	1.5	12.5 × 34.5
1096-05	1096-18	緑	2.0	18.0 × 36.0
1096-06	1096-19	黄	2.5	18.5 × 40.0
1096-07	1096-20	茶	3.0	20.0 × 40.5
1096-12	1096-21	グレー	4.0	21.5 × 45.0
1096-08	1096-22	ベージュ	5.0	23.0 × 50.0

● 材質/表地: (標準仕様) ビニールレザー、(制菌仕様) アクアベル、中材: 鉄粉

※色味が若干異なる場合があります。

# 手軽で安全。無理なく、効果的なトレーニングを


## セラバンド



- 色分けされた8段階の伸縮抵抗レベルがあり、ご利用者の状態や目標に合わせて選択できます。
- 色で抵抗レベルの変化を一目で認識できるので、ご利用者にも効果を提供できます。
- 筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
- 握りやすく、巻きつけた際にもくいこみにくい幅広タイプ。



▼ミニパック



### ●セラバンドの選び方の目安、伸張値と抵抗

商品番号			抵抗	色	選び方の目安	①抵抗の変化率 (2倍伸長時)	②抵抗	
ミニパック 1.5m	5.4m 巻	46m 巻					2倍に伸長	3倍に伸長
—	T127-00	T117-00	最弱	白	手術後間もない方、筋力が大幅に衰えている方	—	1.1kg	1.5kg
T130-00	T120-00	T110-00	弱	黄	手術後体力が回復した方、リハビリ初期段階の方	—	1.3kg	2kg
T131-00	T121-00	T111-00	中弱	赤	退院後自宅でリハビリする方、筋力・体力を保持したい方	—	1.7kg	2.5kg
T131-10	T122-00	T112-00	中	緑	筋力・体力にまだ自信がない方、筋力トレーニング初期段階の方	25%	2.1kg	3kg
—	T123-00	T113-00	中強	青	筋力・体力に少し自信がある方	—	2.6kg	3.9kg
—	T124-00	T114-00	強	黒	筋力・体力に自信がある方、筋耐久力をつけたい方	—	3.3kg	4.6kg
—	T125-00	T115-00	最強	銀	スポーツ選手等の筋力強化(スポーツリハビリ等)	40%	4.6kg	6.9kg
—	T126-00	T116-00	超強	金	—	—	6.5kg	9.5kg

- ① 1つ上の段階に上がった時の抵抗(kg)の上昇比率。
- ② 2本、またはループで二重にした場合は、左記抵抗(kg)の2倍の負荷がかかります。

● 寸法 / 幅 約 13cm × 長さ 1.5m, 5.4m, 46m ● 材質 / 天然ゴム

※ [5.4m / 46m 巻] は合計の長さです。46mの例では [3m × 2本、40m × 1本] など、最低 2.13m 以上の長さをもつ 1 ~ 3本で構成されています。  
※元の長さの4倍以上に伸ばさないでください。



▲ 9つあるループのどこに手足を通すかで、抵抗の微調整ができ、運動の応用範囲も広がります。

# ループ(輪)に手や足を通すだけ。ラテックスフリーのゴム訓練具

## セラバンド CLX 9ループ



- ゴムの抵抗力を利用した訓練具・セラバンドをループ状にしました。抵抗レベルは同色のセラバンドと同じです。選び方の目安は上記をご覧ください。
- ループに手や足を通すだけでバンドを保持でき、手間なく安心して運動できます。
- べたつきの少ないゴム製で、粘着防止パウダーもついておらず、従来のセラバンドより耐久性もアップしました。



商品番号	抵抗	色
T131-20	弱	黄
T131-21	中弱	赤
T131-22	中	緑
T131-23	中強	青
T131-24	強	黒

※元の長さの4倍以上に伸ばさないでください。

●寸法 / 幅: 約 5cm、長さ: 約 1.7m ●材質 / ラテックスフリー合成ゴム

**ABILITIES アビリティーズ**  
<https://www.abilities.jp/>

(無料通話) やさしいようぐを  
**0120-834490**

お近くの当社営業所につながります

アビリティーズ・ケアネット株式会社  
 [本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

[営業所] 札幌市 / 仙台市 / 栃木市 / 川口市 / 渋谷区 / 葛飾区 / 武蔵野市 / 八王子市 / 船橋市 / 横浜市 / 平塚市 / 松本市 / 名古屋市 / 新潟市 / 金沢市 / 大阪市 / 和泉市 / 西宮市 / 広島市 / 福山市 / 北九州市 / 福岡市 / 台北市 (台湾)

※商品の外観、仕様等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

※このチラシの記載内容は2023年4月のものです。 ※禁無断転載・複写

23-03-010XX