







標準アプローチプレート(2本タイプ・89cm)



標準アプローチプレート(1本タイプ・89cm)





標準アプローチプレートイメージ図




使用イメージ図



アビリティーズ・ケアネット株式会社 ABILITIES CARE-NET INC.		設計 / /	製図 24/1/9 小泉	検図 24/1/9 内村	検図 24/1/9 村田	承認 24/1/9 村田
件名 図名 図番	スロープビルド 標準アプローチプレート 89cm 外形図	投影 第三角法	尺 度 A3(1:8)	SHEET OF TML59384		




耐荷式アプローチプレート(2本タイプ)



耐荷式アプローチプレート(1本タイプ)





耐荷式アプローチプレートイメージ図



使用イメージ図

アビリティーズ・ケアネット株式会社 ABILITIES CARE-NET INC.		設計 / /	製図 24/1/9 小泉	検図 24/1/9 内村	検図 24/1/9 村田	承認 24/1/9 村田
件名 図名 図番	スロービルド 耐荷式アプローチプレート 外形図	投影 第三角法	尺 度 A3(1:8)	SHEET OF TML59385		

スロープビルド W89タイプ 全長約118cm（組立式）仕様



材質  
プレート・レール : アルミニウム  
耐荷式アプローチプレート : スチール  
巻き込み防止カバー : プラスチック

外形寸法  
全長1185mm×幅931mm×高さ88mm  
(有効幅:890mm)

本体重量  
約15.3kg


適応段差(目安)  
自操 又は電動車椅子の場合:50mm  
介護者が車椅子を押す場合 :80mm  
※利用者の状況により低くなる場合があります。

機構  
使用時:直線に解放  
収納時:巻き取り式  
※手袋(手保護材)などを使用して下さい。

付属品  
収納ベルト

耐荷重  
約450kg

品番  
8300-24



巻き取り形状 参考図

アビリティーズ・ケアネット 株式会社		設計	製図	検図	検図	承認
ABILITIES CARE-NET INC.		/ /	25/12/12 小泉	25/12/12 内村	25/12/12 野口	/ /
型式		投影	第三角法		尺度	1:5
図名	スロープビルド W89タイプ 全長約118cm（組立式） 意匠図	図番	TML61127		SHEET OF	

スロープビルド W89タイプ 全長約149cm（組立式）仕様

材質  
プレート・レール           ：アルミニウム  
耐荷式アプローチプレート：スチール  
巻き込み防止カバー       ：プラスチック

外形寸法  
全長1490mm×幅931mm×高さ88mm  
（有効幅：890mm）  
本体重量  
約18.6kg



適応段差（目安）  
自操、又は電動車椅子の場合：100mm  
介護者が車椅子を押す場合   ：150mm  
※利用者の状況により低くなる場合があります。

機構  
使用時：直線に解放  
収納時：巻き取り式  
※手袋（手保護材）などを使用して下さい。

付属品  
収納ベルト

耐荷重  
約450kg

品番  
8300-25



巻き取り形状 参考図

アビリティーズ・ケアネット 株式会社 ABILITIES CARE-NET INC.		設 計	製 図	検 図	検 図	承 認
		/ /	25/12/12 小 泉	25/12/12 内 村	25/12/12 野 口	/ /
型 式		投 影	第 三 角 法		尺 度	1 : 10
図 名	スロープビルド W89タイプ 全長約149cm（組立式） 意匠図	図 番	TML61128		SHEET OF	

スロープビルド W89タイプ 全長約210cm（組立式）仕様

材質  
プレート・レール           ：アルミニウム  
耐荷式アプローチプレート：スチール  
巻き込み防止カバー       ：プラスチック

外形寸法  
全長2100mm×幅890mm×高さ88mm  
（有効幅：743mm）

本体重量  
約25.2kg




適応段差（目安）  
自操、又は電動車椅子の場合：150mm  
介護者が車椅子を押す場合   ：230mm  
※利用者の状況により低くなる場合があります。

機構  
使用時：直線に解放  
収納時：巻き取り式  
※手袋（手保護材）などを使用して下さい。

付属品  
収納ベルト

耐荷重  
約450kg

品番  
8300-26



巻き取り形状 参考図

アビリティーズ・ケアネット 株式会社 ABILITIES CARE-NET INC.		設 計	製 図	検 図	検 図	承 認
		/ /	25/12/12 小 泉	25/12/12 内 村	25/12/12 野 口	/ /
型 式		投 影	第 三 角 法		尺 度	1 : 10
図 名	スロープビルド W89タイプ 全長約210cm（組立式） 意匠図	図 番	TML61129		SHEET OF	