

# モビリティ 移動機器カタログ

2025  
|  
2026

たとえおからだに障がいがあっても、  
アビリティーズの福祉用具で、  
ご自身がお持ちの能力を補完して、  
前向きで、楽しく、ご自分らしい、  
主体的な人生をエンジョイいただきたい。  
——それがアビリティーズの願いです。



△マジック360 (p.2 掲載)での登山の様子

## 本書で使用しているアイコン

詳しくは当社営業所にお問合せください。

**障害給付  
対象品**

### 障害給付対象

障害者手帳に記載の等級によって、  
給付の申請が可能です。

**総合生活  
保障保険  
対象品**

### 電動車いす及び手動車いす

総合生活保障保険傷害保険(標準型)給付付

安心してご使用いただけるよう、初年度分の傷害保険を  
お付けして販売いたします。

**労災保険  
NASVA  
(交通事故)**

### 労災保険・NASVA (交通事故)

労災保険の義肢等補装具の購入費用や修理費用の申  
請が可能です。NASVA 自動車事故対策機構は介護料  
の支給対象となる介護用品を購入の上限額までの範囲  
内で申請が可能です。



ユーザーレポート

# 電動車いす Q300M に出会ってから 積極的に外出する機会がグーンと増えました!



## 高尾 洋之様

- 医師、東京慈恵会医科大学脳神経外科及び先端医療情報技術研究部 准教授
- 障害名：重症ギラン・バレー症候群（2018年8月14 日発症）

●クイッキー Q300M の良さを一言で!!

コンパクトなので自宅内も屋外の移動もコレ1台でOKです。  
必要に応じて電動座位保持機能も活用し、とても安楽な姿勢を保てます。

## 高尾様 著書のご紹介

- 左：デジタル医療  
現在の實力と未来
- 右：iPad があなたの  
生活をより良くする  
(共に日経 BP)



## 全幅52cm / 超コンパクトサイズの中輪駆動。 座面昇降やその場で回転も可能!

### クイッキー Q300M ミニ

- 最低シート高415mmの低床タイプから選択可能。
- 座面昇降により、高い棚にも手が届き、キッチンでの作業など、生活動作が増やせます。
- 電動座位変換はもちろんのこと、様々な座位保持装置が選べます。
- オプションをパッケージ化した仕様をご用意しました。



▲ティルト時



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

商品番号	種別
8002-51	オーダー
8002-46	電動ティルト&電動リクライニング仕様 (パッケージ)
8002-47	Q300M ミニ 電動ティルト仕様 (パッケージ)
8002-48	姿勢保持構造フレーム電動ティルト&リクライニング仕様
8002-49	姿勢保持構造フレーム電動ティルト仕様



# 世界で最も先進的な電動車いす！ 最も過酷なオフロード走行が可能。

## Magic Mobility XT4

- 困難な地形でも、驚異的な安定性、走行距離、快適性、コントロール性を発揮します。
- 乗車者の指示を出した通りに、位置や速度、回転力などを正確に実現するサーボモーターが4輪に内蔵されており、揺れを防ぎ、安定した走行を提供します。
- 夜間走行でのLEDヘッドライトと安心した走行ができる大容量バッテリーを装備。



商品番号  
8002-94

▲ リフト、ティルト・リクライニング時



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

# 行きたい道をあきらめない。 オフロードも、砂浜などの走行も可能！

## Magic Mobility マジック 360

- 屋内で簡単に移動できるほどコンパクトでありながら、オフロード走行もできます。
- 使用環境によってクロスオーバーホイール、雪道でも走行可能なオフロードホイールの2種類から選択できます。



▲ 雪道走行



商品番号  
8002-93

▲ リフト、ティルト・リクライニング時



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)



# 折りたたんで、車のトランクにも。 電動車いすの限界を超えたわずか 14.5kg ! クイッキー Q50R カーボン

詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

- カーボン製。バッテリーを入れても、重量約 16kg ! (世界最軽量) 車載時の持ち上げ負担を軽減します。
- 予備バッテリー(オプション)を使用することで 24km の走行が可能。
- 簡単にたたむことができ、自立するので、狭い所に収納できます。



※ホイールカバーアクセントカラーは 5 色が標準装備。

商品番号

8002-90

# 人気のクイッキー Q300M ミニが 公費支給助成金内で購入できます! クイックシッパージョン クイッキー Q300M ミニ 中輪駆動 (ティルト仕様／ティルト・リクライニング仕様)

詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

- 最大 5 営業日以内に出荷可能です。
- 電動ティルト、または、電動ティルト&電動リクライニング仕様の 2 種類にしています。(それ以外の仕様をご希望の方は、p.1 掲載の標準フルバージョンをご利用ください。)



▲ティルト時

商品番号 種別

8002-64 電動ティルト仕様

8002-65 電動ティルト・リクライニング仕様



## 前輪駆動・中輪駆動・後輪駆動から選べ 座面昇降も可能！

### クイッキー Q400 シリーズ

- 高性能・高機能でありながら、最長 40km の連続走行で安心して乗れます。
- オーダーメイドでご自身に最適な 1 台を選べます。

商品番号	種別
8002-52	Q400M 中輪駆動
8002-53	Q400F 前輪駆動
8002-54	Q400R 後輪駆動



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

## コンパクトなベースフレーム。 狭い場所や悪路でもスムーズ走行！

### クイッキー Q200 R 後輪駆動

- 手動の自操型車いすと変わらないほどのコンパクトサイズ。
- 悪路でもパワフル走行可能な後輪駆動。
- 電動ティルト、電動リクライニング、電動エレベーターレッグサポート選択可能。



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

## 最小回転半径が小さく 小回りが利きます！

### 電動伸縮式スクーター コンパ

- リモコン操作で全長が伸びながら座面が上がり、座りやすい高さで操作しやすいハンドル位置に同時に調節できます。
- ハンドル、背もたれ、肘掛け、バスケットを折りたたみ、コンパクトに収納が可能です。
- 運転免許不要。(運転免許返納時の移動手段に。)



数量限定！  
特価でご提供中！

詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

商品番号
8108-10



## ユーザーレポート

# 8km くらいの距離なら、公共交通機関を使わず RGK ティガで快適に移動しています！

## 長谷川 善二様

- 会社員：アビリティーズ・ケアネット(株)勤務
- 障害名：両大腿切断（7 歳時交通事故による。大概のことは自分で行っています）

- RGK ティガ アルミ製フレームの良さを一言で！！

製作の際にフロントフレームを移乗しやすいように改善したので握りやすくなり、乗り移りがとてもしやすくなりました。外の散策が多いのでキャスターを幅広にして、ガタガタした道や穴にハマらない設定にし、泥除けは雨の日の通勤もあるのでしっかりとしたタイプにしました。服が汚れる心配もなく外出でき、とても重宝しています。



▲趣味のアイスホッケー



## シート幅・シート奥行き共に 500mmサイズまで製作可能！ RGK ティガ アルミ製フレーム

- 個別採寸でユーザーお一人おひとりのご要望に応え、軽量化と快適性、バランス、姿勢への最適化を実現。
- 強固なクローズフレーム、またはすっきりした曲線のオープンフレームの2種類から選べます。
- 豊富なオプションで自分好みの車いすに仕上げるができます。

商品番号  
8002-59

オープンフレームタイプ▶



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)



## 100% カーボンファイバーフレーム。 重量約 2.4kg と超軽量です！

(クッション・ホイールを除く)

### RGK ベイプル サブ4

- ハンドクラフト製法で、炭素繊維（カーボンファイバー）を4層巻きにすることで、あらゆる方向への強度を高めました。
- 手作業による製作で、正確かつ美しいヘリンボーン柄のパターンは、唯一無二の魅力です。
- 完全オーダーメイド。

商品番号

8002-63



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

## 衝撃吸収性に優れたチタン製。 重量 4kg 未満を保証します！

(クッション・ホイールを除く)

### RGK オクターン サブ4

- サブ4テクノロジー（フレーム 4kg 未満保証）を組み合わせた、チタン製車いす。
- 超軽量で剛性・耐久性・振動吸収性にとても優れています。
- きれいな曲線を描くフレームで、スムーズな乗り心地は活動的なライフスタイルにフィットします。

商品番号

8002-62



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

## 高強度のアルミ製。 重量 4kg 未満を保証します！

(クッション・ホイールを除く)

### RGK ティガ サブ4

- サブ4テクノロジー（フレーム 4kg 未満保証）を組み合わせた、アルミ製車いす。
- 軽量性・剛性・耐久性にとても優れています。
- きれいな曲線を描くフレームは超軽量なのでスムーズに動き、ホイール（後輪）が着脱できるので、車載の際にも楽に積み込みができます。

商品番号

8002-61



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)



## 軽量化を追求したアクティブユーザー向け。 オーダーメイドでご自身に最適な1台を!

### クイッキー ニトロム

- 軽量で剛性の高いアルミニウム(7020 アルミ合金)製フレームを採用。
- フレーム剛性を最大限に高め、最小限の力で優れた操縦性を実現。
- 背シートを片手でスムーズに折りたたむ仕様で、車載の負担を軽減(オプション)。

商品番号

8002-55



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

## コンパクト性と移乗性を重視した2つの モデルから選べる折りたたみ車いす

### クイッキー ジノン 2 FF / クイッキー ジノン 2 SA

- 新しいクロスブレースで折りたたむのも、持ち上げるのも、持ち運ぶのも簡単です。
- フレームは 7000 シリーズ航空宇宙アルミニウムで、しなりが少ない円形のチューブを組合せ剛性が高く、軽量化を実現。
- 多様な調整箇所があり、バックサポート角度調整、車軸位置調整、後座高調整ができるようデザインされています。



▲クイッキー ジノン 2 FF



▲クイッキー ジノン 2 SA

詳細はこちらから



▲ジノン 2FF

詳細はこちらから



▲ジノン 2SA

障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

商品番号 種別

8002-95 クイッキー ジノン 2 FF

8002-96 クイッキー ジノン 2 SA



▲独自のクロスブレースは卓越した折りたたみ機能となっています。

## 高耐久性かつ豊富な調整&設定が可能。 プレミアムなモジュール型車いす!

### ブリージールービックス 2

■バックサポート、シートの奥行きと角度、フットサポート角度を調節でき幅広いニーズに対応できます。

■座面高、車軸位置、アームパッド長さなども、調整ができます。

■耐荷重 170kg の XL サイズもごございます。

商品番号

8002-97



▲車軸位置調整



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

## 通気性・伸縮性に優れたシートで 体圧分散と姿勢保持を実現!

### ティルト・リクライニング車いす ジュディッタ

■V字型に張られた背シートの働きで、円背、傾き座りなど座位に問題のある方も安心して座れます。



▲ティルト・リクライニング時



▲通気性に優れた  
V字型シート



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

## 豊富な機能とオプションで 安楽な姿勢保持をサポート!

### スマート・ネオス介助型

■座面高・奥行、肘掛高、背シート高、背張り、フットサポートなどすべて調節可能。

■座幅は 40・45cm の 2 種類。ノーパンクタイヤ仕様もあります。

■おからだに合わせられるよう、いろいろな調節が可能です。

商品番号	タイヤ仕様	座幅
8065-25	エアータイヤ	40cm 幅
8065-27		45cm 幅
8065-26	ノーパンクタイヤ	40cm 幅
8065-28		45cm 幅



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)



## ユーザーレポート

# アイリスは、しっかりと座位を保て、 安楽な姿勢で座っていただける車いすです！



## 猿渡 恵美様

●障害名：運動機能障害

● ZIPPIE IRIS (ジッピーアイリス) の良さを一言で!!  
アイリスは取りまわしも良く、ティルト操作が楽でとても満足しています。  
車に乗せる際は、深くティルトをした状態で姿勢がとても安定しています。日中はデイサービスに通い、リハビリテーション病院への通院など外出の際は、常にアイリスを活用しています。  
(ご家族談)



## 独自のティルト方式で、安楽姿勢を保つ 成長対応型ティルト車いす！

### ZIPPIE IRIS (ジッピー アイリス)

- 円を描くようにスライドするティルト方式で、臀部の圧力と脊柱への負荷を軽減。
- オーダーメイドでティルト角度も選べ、姿勢保持と安楽姿勢がとれます。
- 成長とともに座面の幅・奥行等拡張も可能。10年以上使用する方も多くいます。



▲ティルト時



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

労災保険  
NASVA  
(交通事故)

トゥルーフィット  
プログラム対象

商品番号  
8002-58

p.10 参照

# 小柄な方やお子様の自由と自立に！ 超スリムな成長対応型電動車いす

## ZIPPIE Q300M ミニキッズ (ジッピー Q300M ミニキッズ)

- 全幅 52cm、最小回転半径 1120mm のコンパクトサイズの中輪駆動。雑然とした教室や廊下もスイスイ進めます。
- 特許取得済みの全輪サスペンションで、安全性と安定性を確保。屋外でも安心して活動できます。
- 最大 36km と今までにない長距離走行が可能です。



▲電動昇降リフト & 電動ティルト

商品番号  
8002-91

詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

# お子さまの二次障害の予防に！ 成長に合わせて拡張できます！

## ZIPPIE XCAPE (ジッピー エクスケイプ)

- 新たにパーツを追加することなく、車いすの幅、奥行、背の高さを拡張できます。
- クロスバーに XLOCK™ (エクスロック) テクノロジーを採用。折りたたみ式でありながら、フレームの『あそび』を軽減させ、剛性と操作性が向上。
- フレームカラーとクロスバーは、それぞれでカラーを選択可能。僕だけの、私だけの車いすが作れます。



詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品

トゥルーフィット  
プログラム対象

**トゥルーフィットプログラムとは** 購入から5年以内に一回、無料で成長対応のためのパーツ提供が受けられるプログラムです。成長対応拡張機能では足りない場合、このプログラムを利用いただけます。車いすの種類により条件と提供できるパーツが違います。また、別途作業工賃がかかる場合がございます。詳しくはお問合せください。

※このプログラムは、サンライズメディカルジャパン(株)が提供しています。

商品番号  
8002-57



# 成長拡張機能と標準装備品が豊富な 児童向け車いす！

## ジッピー イージーゴー

- 成長に応じてシート幅・シート奥行・座面高の拡張機能が標準装備。
- 移乗に便利なフットサポートスイングアウェイとアームサポート取り外し式。
- プッシュハンドルは親御さんや介助者が押しやすい位置に設定できる高さ調整機能付き。
- その他標準装備品：車軸調整・背張り調整・アームパッド高さ調整・ポリウレタンノーパンクタイヤ・後輪着脱機能・転倒防止バー・シートベルト

商品番号

8002-67



新製品

詳細はこちらから



障害給付  
対象品

総合生活  
保障保険  
対象品



▲折りたたんでトランクに入れることができます。

# 就学直前から高学年まで対応の 学童用コンパクトタイプの車いす

## ノーヴァクアトロ ミニ

- 手押しハンドルの向きと高さを簡単に変更できます。
- 背折れジョイント付きで折りたたみ収納できます。
- シート幅は 26 ～ 36cm で 2cm 刻みで選べます。
- 耐荷重 75kg。
- 選べるフットサポート 2 タイプ。

障害給付  
対象品

商品番号 種別

8065-58 SS フレーム (フレーム長 43cm)

8065-59 S フレーム (フレーム長 46cm)



▲直下型フットサポート

▲ポスト式フットサポート



▲ SS フレーム  
20インチ仕様

## ジュニアサイズの自操型 スタンダード車いす

### パイロット 2

■シート幅は 26 ～ 36cm まで  
2cm 刻みで選べます。

■駆動輪は 18 ～ 24 インチ。

※シート幅と駆動輪はフレームサイズ  
により選択可能寸法が異なります。

■耐荷重 50kg。

商品番号	種別
8065-50	S フレーム
8065-51	M フレーム
8065-52	L フレーム



▲ S フレーム



▲ L フレーム



▲ M フレーム

障害給付  
対象品

## 成長対応モジュラータイプの アクティブ車いす

### パイロット 2 モジュール

■シート幅は 26 ～ 36cm まで 2cm 刻みで選べます。

■駆動輪は 18 ～ 24 インチ。

※シート幅と駆動輪はフレームサイズにより選択可能寸法が異なります。

■折りたたみクロスフレームの交換無しにシート幅  
の 2cm 拡張と、シート奥行きの -1 ～ 2cm の  
交換が可能。

商品番号	種別
8065-53	S フレーム
8065-54	M フレーム
8065-55	L フレーム

■耐荷重 50kg。



▲ M フレーム



▲ S フレーム

障害給付  
対象品

## ジュニアサイズの介助型 スタンダード車いす

### キャプテン 2

■介助ブレーキ標準装備。

■膝を鋭角に曲げて座ったときに  
座シートパイプが当たらない設  
計です。

■シート幅は 26 ～ 36cm まで  
2cm 刻みで選べます。

■耐荷重 50kg。

商品番号	種別
8065-56	M フレーム (フレーム長 42cm)
8065-57	L フレーム (フレーム長 45cm)



▲ M フレーム



▲ L フレーム

障害給付  
対象品



## 毎日をもっと楽しく!もっと安全に!

### 人気キャラクター スポークカバー(2枚1セット)

■車いすのイメージチェンジと共に、車輪への手の挟み込みやスポークの損傷を防止します。

※デザインによっては在庫僅少です。お早めにご注文ください。

※スポークカバーは補装具給付対象種目です。詳細は各営業所にお問い合わせください。

**数量限定!**  
**特価でご提供!**

特別価格は  
こちら!



▲キャプテン 2 (p.12) 取り付け例


※車いす、タイヤ及びホイールは商品に含まれません。



ピカチュウ



ピカチュウと仲間たち




レックウザ・カイオーガ・グラードン



シナモロール



世界名作劇場 あらいぐまラスカル



きかんしゃトーマスとなかまたち


商品番号	種別	タイヤ (インチ)
8411-10		16
8411-11	ピカチュウ	18
8411-14		24
8411-00		16
8411-01	ピカチュウと仲間たち	18
8411-04		24
8411-05	レックウザ・	16
8411-06	カイオーガ・	18
8411-09	グラードン	24
8411-21	シナモロール	18
8411-15		16
8411-16	世界名作劇場	18
8411-17	あらいぐま	20
8411-19	ラスカル	24
8411-25	きかんしゃ	16
8411-26	トーマスと	18
8411-29	なかまたち	24

## 介助型車いすにも自操型車いすにも 装着可能な補助ブレーキ

### 車いす自動ブレーキ装置 GS ストッパー

■利用者が立ち上がると補助ブレーキがかかります。



■感知するレバーの位置を前後に調節でき、座る位置に合わせられます。



体重センサー

ブレーキ

※車いすは含まれません。




## 初めてのクッションにも最適 エックスシートクッション

調整不要。形状と材質のベストバランスで、体圧分散と安定した座位姿勢をサポートするモールドクッション。

### 特長 坐骨部の「フィットカーブ」と 大腿部のカーブで適切な座位姿勢が保持

骨盤をおこした状態で安定させる坐骨部の『フィットカーブ』。前ずれも抑えられて、座位が安定します。




### 特長 硬さの異なる2層構造の ポリウレタンフォーム製

#### エックスシートクッション

快適な座り心地を実現する低反発特殊ウレタン。

しっかりサポートして底付きを防ぐ、硬めの高弾性特殊ウレタン。

カバーは2タイプ ●防水カバー ●メッシュ撥水カバー




#### エックスシート・クールクッション

微量の特殊ゲル材入りで座った瞬間にひんやりとした感触で快適。

しっかりサポートして底付きを防ぐ、硬めの高弾性特殊ウレタン。

カバーは1タイプ ●防水カバー




## 軽量で体圧分散性に優れ、安定した姿勢を保ちます エックスシートクッション/エックスシート・クールクッション

■防水カバーは、凹凸のない表面加工で拭き取りやすく、消毒も可能。

■メッシュ撥水カバー（エックスシートクッション専用）は、メッシュ加工により通気性が確保され、皮膚表面に熱がこもりにくい仕様。


■難燃性。



詳細はこちらから



商品番号	種別	サイズ（幅×奥行×高さ）(cm)	カバータイプ
5340-01		38 × 40 × 8	
5340-02		40 × 40 × 8	防水カバー付
5340-03	エックスシート	42 × 40 × 8	
5340-04	クッション	38 × 40 × 8	
5340-05		40 × 40 × 8	メッシュ撥水カバー付
5340-06		42 × 40 × 8	
5340-07	エックスシート・クール	38 × 40 × 8	
5340-08	クッション	40 × 40 × 8	防水カバー付
5340-09		42 × 40 × 8	



▲防水カバー付

▲メッシュ撥水カバー（エックスシートクッション専用）

身体特性を考慮した  
選択のめやす

床ずれ（褥瘡）を繰り返している方や骨突出が大きい方、お尻に痛みを感じる方、ご自身で姿勢を変えられない方は、JAY クッション（p.15～）・ロホクッション（p.17～）をお勧めします。



## 姿勢保持を重視される方に JAY®クッション

骨盤を安定させ、床ずれ等による皮膚を保護し、身体を保持するように設計された車いす用クッション。

### 特長① 姿勢を整える形状

クッション最下層の窪み形状により、骨盤を正しい傾きで保持。ズレによる床ずれ（褥瘡）も予防します。

ずり落ち姿勢




座骨をブロックして  
ずり落ちを防止



### 特長② 特許取得！除圧を高める

『JAY フロー® 流動体』


流動性のある物質で作られた素材（流動体）により、高い除圧機能をもたらします。



### 特長③ 床ずれの予防と再発防止

『JAY フロー® 流動体』により、座位を保持し、床ずれ（褥瘡）予防・再発防止します。

一般的なウレタン



深く沈み込むほど  
座圧がかかっている。


JAY クッション



突出部を静水圧の特性により包み込み、座圧が周囲全体に分散されている。

— 身体特性を考慮した選択のめやす —

床ずれリスクのレベルと床ずれ有無。床ずれ（褥瘡）を繰り返している方や骨突出が大きい方、お尻に痛みを感じる方は、除圧効果の高いタイプをお勧めします。



## 骨盤を安定させ、 座位保持にも優れる J2 クッション

詳細はこちらから



- 「JAY フロー® 流動体」により、無反発に近い除圧効果。
- 「コントゥアベース」により、姿勢の傾きを防止。



商品番号	種別	幅×奥行
5335-00	カス	14 × 16 インチ (35.56 × 40.64cm)
5335-01	バ	15.5 × 16 インチ (39.37 × 40.64cm)
5335-02	レ	15.5 × 18 インチ (39.37 × 45.72cm)
5335-03	ッ	17 × 17 インチ (43.18 × 43.18cm)

※上記以外に失禁対応カバー付、高通気性カバー付もあります。お問合せください。

## 除圧効果を さらに強化した J2 ディープクッション

詳細はこちらから



- 「JAY フロー® 流動体」を増量し、除圧効果を強化。
- 床ずれ（褥瘡）ハイリスクの方に最適です。



商品番号	種別	幅×奥行
5335-12	スト	14 × 14 インチ (35.56 × 35.56cm)
5335-13	レ	14 × 16 インチ (35.56 × 40.64cm)
5335-14	ッ	15 × 15 インチ (38.10 × 38.10cm)
5335-15	チ	15 × 17 インチ (38.10 × 43.18cm)
5335-16	カ	16 × 16 インチ (40.64 × 40.64cm)
5335-17	バ	16 × 18 インチ (40.64 × 45.72cm)
5335-18	ッ	17 × 15 インチ (43.18 × 38.10cm)
5335-19	付	17 × 17 インチ (43.18 × 43.18cm)

※上記以外に失禁対応カバー付、高通気性カバー付もあります。お問合せください。

## 除圧素材を選べ、 座位保持力も向上

詳細はこちらから



### JAY フュージョンクッション

- 硬さの違う2層構造のクッションベースで骨盤位置を支えます。



商品番号	種別：幅×奥行
5335-36	14×14インチ(35.56×35.56cm)
5335-37	14×15インチ(35.56×38.10cm)
5335-38	14×16インチ(35.56×40.64cm)
5335-39	14×17インチ(35.56×43.18cm)
5335-40	15×14インチ(38.10×35.56cm)
5335-41	15×15インチ(38.10×38.10cm)
5335-42	15×16インチ(38.10×40.64cm)
5335-43	15×17インチ(38.10×43.18cm)
5335-44	16×14インチ(40.64×35.56cm)
5335-45	16×15インチ(40.64×38.10cm)
5335-46	16×16インチ(40.64×40.64cm)
5335-47	16×17インチ(40.64×43.18cm)
5335-48	17×14インチ(43.18×35.56cm)
5335-49	17×15インチ(43.18×38.10cm)
5335-50	17×16インチ(43.18×40.64cm)
5335-51	17×17インチ(43.18×43.18cm)

※エアーストックもありません。お問い合わせください。

## 薄く・軽く・柔らかい！ 快適性重視の方へ

詳細はこちらから



### JAY X2 クッション

- 車いすスポーツや、車いすを自乗するアクティブユーザーにおすすめ。
- 脚が外転してしまう方のために、取り外し可能な外転防止パッド2枚が標準装備。



商品番号	種別：幅×奥行
5335-52	14×14インチ(35.56×35.56cm)
5335-53	14×16インチ(35.56×40.64cm)
5335-54	15×15インチ(38.10×38.10cm)
5335-55	15×16インチ(38.10×40.64cm)
5335-56	16×16インチ(40.64×40.64cm)
5335-57	16×17インチ(40.64×43.18cm)
5335-58	17×16インチ(43.18×40.64cm)
5335-59	17×17インチ(43.18×43.18cm)

## お子様の成長に 合わせて調節できる

詳細はこちらから



### JAY GS クッション

- 座位保持が重視される子供のため開発。
- 腿の下の保持エリアを延長するなどクッションの拡張が可能。
- ポジショニングパーツも豊富。



商品番号	種別：幅×奥行
5335-60	10×10～13インチ(25.4×25.4～33.02cm)
5335-61	12×12～15インチ(30.48×30.48～38.10cm)
5335-62	14×14～17インチ(35.56×35.56～43.18cm)
5335-63	16×16～19インチ(40.64×40.64～48.26cm)

## 様々なニーズから 選べるバックシェル


詳細はこちらから



### JAY J3 バック

- 新開発の取付金具により、使用者に最適な位置へ取付可能。

障害給付対象品



取り付け例

商品番号 種別：幅×奥行  
お問い合わせください





## 床ずれ予防を重視される方に ロホクッション

ROHO®

多数のエアセル（空気室）を並べて空気経路で繋いだロホクッション。

### 特長① 優れた体圧分散力

通常のクッションでは集中する体圧を、ロホクッションが広範囲に均一に圧力を分散させます。




**空気室（エアセル）** 圧力でエアセルがつぶれても、隣りしてその隣のエアセルへと空気が伝播して体圧を分散します。



### ▶ 圧力分布測定システム による体圧分布

※座位を15分間保持した状態で計測

ロホクッションは坐骨にかかる圧力を分散しているのがわかります。



### 特長② “ズレ”の予防

エアセルの一つひとつが自由に動くことで、移乗時等のズレを予防します。

### 特長③ 座位バランス

セレクトシリーズはアイソフローバルブ付。このバルブの働きで、4分割された各ブロックの空気量を異なった状態にし、座位のバランスを調整できます。



### 特長④ 軽 量


ベストセラーシリーズはロータイプで約 800g、ハイタイプで約 1,150g と軽量です。

### 特長⑤ 難燃性

ロホクッションはイギリスのクリブ 5 という厳しい燃焼性のテストに合格。ネオプレンラバーのロホは燃えません。

### 特長⑥ クッションカバー

カバー表面の伸縮性と滑りの良さは、エアセルの自在な動きを妨げず、床ずれ予防効果を高めます。側面メッシュはムレ対策、裏面は滑り止め仕様です。



### 特長⑦ 清潔で取り扱いが簡単

クッション表面を特殊プラスチックでコーティング。汚れを防ぎ、臭いが残りません。丸洗いが可能です（カバーは取り外して、本体とは別に洗濯可能です）。

### — 身体特性を考慮した選択のめやす —

- 床ずれリスクのレベルと床ずれの有無。痩せ型、お尻や太ももの筋肉や脂肪が無い方、骨突出が大きい方は、なるべくセルの高いタイプをお勧めします。
- 座位保持能力のレベルと床ずれの有無。ご自身で姿勢を変えられない方はセルの高いタイプをお勧めします。
- 身体の安定と床ずれの不安のある方はミドルタイプをお勧めします。
- 仙骨座り、身体に傾きのある方、円背のある方はクアドトロセレクト、コンツァーセレクト、ハイブリッドエリート 2 バルブをお勧めします。

床ずれリスク 座位保持	低		中		高・受傷中		
	可能	困難	可能	困難	可能	困難	不可能
アイテム	ベストセラーシリーズ ロー	エアライト 3	クアドトロセレクト ロー	クアドトロセレクト ミドル	ベストセラーシリーズ ハイ	クアドトロセレクト ハイ	リクライナー
	モザイククッション	ミニマックス	ハイブリッドエリート	スマートチェック ミドル	コンツァーセレクト	エンハンサー	
					スマートチェック ハイ		


※身体特性と床ずれリスクからみた選定の目安

## 床ずれ予防を優先

エアセルにより効果的に床ずれを予防。  
床ずれがすでにある方、床ずれリスクのある方、痛みで車いすに座れない方。骨突出している方向け

## 空気量が数秒で チェックできる!!

ロホ・スマートチェック／  
ロホ・スマートチェック対応ロホクッション

- スマートチェックは、対応クッションの空気圧を簡単に確認・設定できるチェッカーです。
- 病院や施設などで、複数枚のスマートチェック対応クッションをご利用者ごとに標準的な空気量に調整ができ、便利です。
- 



▲ロボ・スマートチェック/ロボ・スマートチェック対応  
ロボクッション ハイタイプ



詳細はこちらから



商品番号	種別	
5308-37	ロホ・スマートチェック (空気圧簡易チェッカーのみ)	
5308-44		36 × 36cm
5308-45		36 × 38cm
5308-46	ロホ・ハイブリッド	38 × 38cm
5308-47	エリート	38 × 40cm
5308-48	1バルブ※	40 × 40cm
5308-49		40 × 43cm
5306-7T	用センサー	オーダー※
5308-42	ロホ・ハイブリッドエリート 1バルブ 失禁対応カバー付	40 × 40cm
5306-8T	アダプター	オーダー 失禁対応カバー付
5308-38	ロホ・ハイ ※	38 × 38cm
5312-01	ロホ・ミドル ※	(8 × 8)
5308-40	ロホ・ハイ ※	38 × 43cm
5308-41	ロホ・ミドル ※	(8 × 9)
5306-6T	付	オーダー ハイ・ミドル※

※は標準カバー付

**すでに坐骨結節部に床ずれがある方  
床ずれリスクのある方**

ロククッション ベストセラーシリーズ

- ハイタイプは、内部の空気圧の流動量が多く、大きく沈み込むので、接触面の圧力を極めて低く抑えられます。



### ▲ ハイタイプ

- ミドルタイプは床ずれリスクが中度の方、ロータイプは床ずれリスクが低めの方に。



### ▲ミドルタイプ

### ▲ ロータイプ

商品番号	種別：タイプ	幅×奥行	(セル数)
5308-00	ハイ	33 × 33cm	(7 × 7)
5308-01		33 × 38cm	(7 × 8)
5308-02		38 × 38cm	(8 × 8)
5308-03		38 × 43cm	(8 × 9)
5308-05		43 × 43cm	(9 × 9)
5308-04		38 × 48cm	(8 × 10)
5308-06		43 × 48cm	(9 × 10)
5308-07	ミドル	33 × 33cm	(7 × 7)
5308-08		33 × 38cm	(7 × 8)
5308-09		38 × 38cm	(8 × 8)
5308-10		38 × 43cm	(8 × 9)
5308-11		43 × 43cm	(9 × 9)
5308-12	ロー	29 × 33cm	(6 × 7)
5308-13		33 × 33cm	(7 × 7)
5308-14		33 × 38cm	(7 × 8)
5308-15		38 × 38cm	(8 × 8)
5308-16		38 × 43cm	(8 × 9)
5308-17		43 × 43cm	(9 × 9)
5306-0T	オーダー（各タイプ共通）		

詳細はこちらから





## 床ずれ予防と姿勢保持を優先

不良姿勢であり、高度なポジショニングが必要な方。床ずれリスクがある方

### 床ずれリスクのある方、仙骨座りの方、身体に傾きのある方向け

#### ロホ・クアドトロセレクト

- 4つに分かれた空気室により、空気の流れを4分割し、段階的な座位バランス補正が可能です。



アイソフローバルブ



▲ ハイタイプ

▲ ミドルタイプ



▲ ロータイプ

- アイソフローバルブ（赤・緑のボタン）の操作ひとつで、1バルブタイプのクッションと同様に使用可能です。



商品番号	種別：タイプ	幅×奥行	（セル数）
5308-20	ハイ	33 × 33cm	（7 × 7）
5308-21		33 × 38cm	（7 × 8）
5308-22		38 × 38cm	（8 × 8）
5308-23		38 × 43cm	（8 × 9）
5308-24	ミドル	43 × 43cm	（9 × 9）
5308-25		33 × 33cm	（7 × 7）
5308-26		33 × 38cm	（7 × 8）
5308-27		38 × 38cm	（8 × 8）
5308-28	ロー	38 × 43cm	（8 × 9）
5308-29		43 × 43cm	（9 × 9）
5308-30		33 × 33cm	（7 × 7）
5308-31		33 × 38cm	（7 × 8）
5308-32	ロー	38 × 38cm	（8 × 8）
5308-33		38 × 43cm	（8 × 9）
5308-34		43 × 43cm	（9 × 9）


詳細はこちらから



### 身体に傾きのある方、円背の方向け

#### ロホ・コンツァーセレクト

- 坐骨結節部周辺は低いエアセル、周辺は高いエアセルで座位を安定。
- アイソフローバルブにより、前後左右の座位バランスの保持とリクライニング時の底付きを予防。




商品番号	種別：幅×奥行	（セル数）
5308-35	38 × 38cm	（8 × 8）
5308-36	38 × 43cm	（8 × 9）
5306-5T	オーダー	

### 仙骨座りの方に最適

#### ロホ・エンハンサー

- 坐骨結節部周辺は低いエアセル、周辺は高いエアセルで座位を安定。
- 2バルブで大腿部と坐骨結節部の空気量の個別調整可能。



商品番号	種別：幅×奥行	（セル数）
5308-18	38 × 38cm	（8 × 8）
5308-19	38 × 43cm	（8 × 9）
5306-3T	オーダー	

詳細はこちらから



## 座位安定性を優先

エアセルとフォームを組み合わせた製品。  
空気の移動量が少なく、座位の安定性を高めたタイプ

### 空気調整不要！ クッション高も低め ロホ・エアライト 3

詳細はこちらから



- 坐骨部分にエアセルを埋め込んだハイブリッド型クッション。
- 安定性と除圧効果を両立。



商品番号	種別：幅×奥行
5308-56	33 × 33cm
5308-57	33 × 38cm
5308-58	36 × 36cm
5308-59	36 × 41cm
5308-60	38 × 38cm
5308-61	41 × 41cm



### エアセル&フォーム ベース&ウレタン ロホ・ハイブリッドエリート

詳細はこちらから



- 1バルブはスマートチェック（空気圧簡易チェッカー：別売）がつけられます（p.18掲載）。



▲写真は1バルブ

商品番号	種別：幅×奥行	商品番号	種別：幅×奥行
5308-44	36 × 1バルブ	5308-48	40 × 1バルブ
5308-50	36cm 2バルブ	5308-54	40cm 2バルブ
5308-45	36 × 1バルブ	5308-49	40 × 1バルブ
5308-51	38cm 2バルブ	5308-55	43cm 2バルブ
5308-46	38 × 1バルブ	5308-42	40 × 40cm 1バルブ
5308-52	38cm 2バルブ	5308-43	失禁対応カバー付 2バルブ
5308-47	38 × 1バルブ	5306-7T	（標準カバー付）
5308-53	40cm 2バルブ	5306-8T	（失禁対応カバー付）
			オーダー

## 座るシーンに合わせ快適性重視

運転など短い時間利用する方、床ずれリスクの低い方、姿勢保持のできる方、骨突出があまりない方向け

### 軽量で扱いやすい、 エアクッション ロホ・モザイククッション

詳細はこちらから




- 軽量で扱いやすい、空気調整タイプのクッションです。
- 失禁対応カバー付もあります。サイズは1種類のみ。



商品番号	種別：幅×奥行
5308-62	（標準カバー付）
5308-63	42 × 42cm （失禁対応カバー付）

### 車や飛行機、 映画館などの座席に ロホ・ミニマックス

詳細はこちらから



- 高さ 3cm のミニエアセル。
- 床ずれリスクが低く、座位保持が可能な方。

商品番号	種別：幅×奥行	（セル数）
5308-67	38 × 38cm	（13 セル）
5308-68	41 × 41cm	（14 セル）



# 電気不要で、驚くほど高い除圧効果


## ロホ・マットレス／ロホ・コンビネーションマットレス

詳細はこちらから




■柔軟性に富んだ特殊なエアセル（空気室）で構成された、床ずれ予防用のマットレス。

■除圧効果が高く、すでに床ずれでお悩みの方、床ずれ手術後にもご利用可能です。



▲ロホ・コンビネーション  
マットレス1枚タイプ

▲ロホ・コンビネーション  
マットレス2枚タイプ



◀2枚タイプでの体圧分布測定例（仰臥位）。広範囲に広がる青い部分（11～22mmHg）で体圧を支えているのがわかります。

◀ロホ・マットレスを4枚つなげた状態

商品番号	種別
5308-65	ロホ・マットレス（1枚）
5324-10	1枚タイプ レギュラー 全幅91×全長191cm
5324-15	ロホ・コンビネーション ショート 全幅91×全長180cm
5324-11	2枚タイプ レギュラー 全幅91×全長191cm
5324-16	ショート 全幅91×全長180cm
4114-90	ロホ・マットレス用くり抜きマットレス レギュラー全幅91×全長191cm
4114-95	ロホ・マットレス用くり抜きマットレス ショート全幅91×全長180cm
5306-9T	ロホ・マットレス オーダー

# 臀部から背中にかけて、床ずれリスクのある方に

## ロホ・リクライナー

詳細はこちらから



■エアセル高さやバルブ数をオーダーできます。体位が不安定な方に。  
■リクライニング・ティルト車いす向け。

※受注生産（多少納期がかかります）。



※車いすは含みません。

商品番号	種別
5306-1T	オーダー

# シートのたわみを改善

障害給付対象品

## ロホ・コンツアーベース

## ロホ・ソリッドシートインサート

■クッションの安定性と除圧効果を向上させます。



※クッション・車いすは含みません。



▲ロホ・コンツアーベース

▲ロホ・ソリッドシートインサート

商品番号	種別（ロホ・コンツアーベース）
5308-74	幅33×奥行33cm
5307-09	幅38×奥行38cm
5308-76	幅43×奥行38cm
5308-77	幅43×奥行45cm

商品番号	種別（ロホ・ソリッドシートインサート）
5307-04	幅36×奥行36cm用
5308-72	幅38×奥行38cm用
5308-73	幅40×奥行40cm用

# 長時間座る対策に！

## ロホ・トイレシート

■スナップ付で取り付け簡単。



商品番号	種別
5308-69	トイレシート（本体のみ）
5308-70	トイレシート専用カバー



▲専用カバー（別売）

## 体圧分布が色と数値でわかる 圧力分布測定ツール SRソフトビジョン


詳細はこちらから



- 床ずれリスクの管理（早期発見など）、クッション・マットレス選定や指標、体幹のバランス確認、定期的な評価ツールと様々な分野で活用可能。
- 簡単接続で誰でも使いやすい。
- 高耐久性・防水性に優れています。折り曲げても断線しにくい。



センサーシート



▲クッションなし

▲ウレタンクッション

▲口ホククッション


※ PC、タブレット等表示機器はシステムに含まれません。

## SRソフトビジョン 全身版

- 全身をカバーすることで寝た姿勢での圧力分布を見ることができます。



商品番号 種別  
5331-70 全身版



▲画面表示例

## SRソフトビジョン 数値版


- 圧力値、面圧中心点をリアルタイムに可視化。簡単操作でデータの測定・管理が可能です。



▲SRソフトビジョン センサーシート

商品番号 種別  
5331-90 数値版

静止画撮影 動画撮影



▲画面表示例

全体統計  
選択範囲統計



# リハビリ・福祉機器総合展示場のご紹介

見学は予約制です。電話またはお問合せフォームからご連絡ください。

## ■ アビリティーズ総合展示場 (横浜営業所)

障がいのある方の自立と活動の可能性を広げる、最新の移動機器の他にも移動用リフト、電動車いす、バリアフリー機器等、多数展示しています。

ご本人様、ご家族様、ご支援者様のご来場を心よりお待ちしております。

▼お問合せフォーム

〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町3-46  
浦舟複合福祉施設 12 階

TEL **045-250-4353**



## ▼全国各地の展示場

### ■ 札幌 (札幌営業所併設)

TEL **011-596-9202**

〒061-2282 北海道札幌市南区藤野2条4-1-2  
東光ストア 藤野店 2 階



### ■ 吉祥寺 (吉祥寺営業所併設)

TEL **0422-23-7277**

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-11-1  
本町池田ビル 1 階



### ■ 八王子 (八王子営業所併設)

TEL **042-696-5441**

〒192-0023 東京都八王子市久保山町1-9-154  
八王子パークヒル宇津木台団地 101 号



### ■ 松本 (松本営業所併設)

TEL **0263-25-0761**

〒399-0005 長野県松本市野溝木工1-9-34



### ■ 名古屋 (名古屋営業所併設)

TEL **052-758-5011**

〒463-0067 愛知県名古屋市守山区守山3-11-28



### ■ 金沢 (金沢営業所併設)

TEL **076-292-9455**

〒921-8005 石川県金沢市間明町2-108



### ■ 大阪城東 (大阪営業所併設)

TEL **06-6786-5311**

〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育2-16-15



### ■ 大阪和泉 (泉州営業所併設)

TEL **0725-47-1151**

〒594-0071 大阪府和泉市府中町6-11-19





### ■ 西宮 (阪神営業所併設)

TEL **0798-37-1971**

〒663-8243 兵庫県西宮市津門大箇町4-10  
安田ビルⅡ号館 1 階



 障害者差別解消法の浸透を進め、  
自立と社会参加をめざして活動しています  
 1966年設立 創立60周年!

**ABILITIES アビリティーズ**  
<https://www.abilities.jp/>



(無料通話)

やさしいようぐを

**0120-834490**

—お近くの営業所につながります—

## アビリティーズ・ケアネット株式会社

[本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル1階

[営業所] 札幌市／仙台市／栃木市／川口市／渋谷区／葛飾区／武蔵野市／八王子市／船橋市／横浜市／平塚市／松本市／名古屋市／新潟市／金沢市／大阪市／和泉市／西宮市／広島市／福山市／北九州市／福岡市 [現地法人] 台北市 (台湾)

●商品の外観・仕様等予告なく変更することがございます。また、予告なしに商品の取扱を中止させていただくことがあります。●商品の色は印刷の関係で実物と異なって見える場合がございます。●非課税品でも送料は課税となります。●商品により納期が異なります。ご注文の際にお確かめください。

■発行／アビリティーズ・ケアネット株式会社(禁無断転載・複写) ■発行年月／2025年4月

25-03-004XX.0003