

電動アシストで、多動運動！

体力の回復から、日常生活動作の向上までこれ1台

セラトレーナー ティーゴ

- ・モーターの動力による
下肢の他動運動・抵抗運動
- ・トレーニングレポートや調節機能
があるセラピスト向け機器
- ・移乗せず、車いすのまま利用で
きます。



▲上肢トレーニング付

商品紹介動画は
こちら！




▲メイン画面



▲バイオフィードバック画面①



▲バイオフィードバック画面②



▲トレーニング結果画面

**急性期病院・回復期リハビリテーション病院・
老人保健施設・特養・デイケア・デイサービス・
障害者施設等に最適**

- 利用者の状態や目的に合わせ、他動運動・抵抗運動をこれ1台で実施できます。逆回転での他動・抵抗運動を行うことで、脚上げ筋力アップによる歩行改善にも。
- 運動中の左右脚の筋力差をバイオフィードバック表示する機能により、片マヒがある方や左右脚筋力差がある方に対し、意識的なシンメトリートレーニングを行うことができます。
- トレーニング結果がディスプレイに表示されます。評価に活用することができます。(運動時間・距離、他動/抵抗運動の割合、左右脚運動量の割合など)

商品番号	商品名	販売価格 (税込)	レンタル コード	レンタル料 (税込)
1389-92	セラトレーナーティーゴ	1,476,200 円	Z818	月額 33,000 円
1389-94	セラトレーナーティーゴ 上肢トレーニング付	1,731,400 円	Z819	月額 38,500 円

※変圧器が同梱されています。

・基本契約期間：1ヶ月（以後更新は1ヶ月単位で自動更新）。

・搬入搬出費は別途申し受けます。


●寸法／幅 46 × 長さ 74 (上肢トレーニング無)・
80 ~ 100 (上肢トレーニング付) × 高さ 107 ~
117cm ●重量／セラトレーナーティーゴ：
33kg、セラトレーナーティーゴ上肢トレーニング
付：38kg ●電源／115V 50/60Hz、変圧器：
入力 100V 出力 115V ~ 120V ●ペダル回転半
径／6.5 ~ 11.5cm ●ペダル回転スピード／1
~ 60rpm ●トルク／約 2 ~ 22Nm ●安全装
置／痙性感知機能、音声感知式緊急停止、システ
ムロック機能 ●その他機能／足・ふくらはぎ固定
装置

リハ室でも病室でも在宅でも、これ 1 台で OK!

コンパクトな電動アシスト付トレーニング機器

セラトレーナー モビ

上肢も下肢も、他動運動も抵抗運動も、これ 1 台で OK !



▲上肢のトレーニングに



▲下肢のトレーニングに



専用ハンドルとペダルが付属。

**デイサービス・有料老人ホーム・特養・障害者施設・
デイケア・老健施設・病院等だけでなく、ご家庭にも最適**

■介護予防や日常生活の動作改善のために筋力・体力をつけるため、ご家庭で運動を行いたい方に場所を取らないコンパクトタイプ。

■本体重量は約 13kg で持ち運びでき、テレビを見ながらベッドサイドでも使えます。

■運動後には行ったトレーニングレポートが手元スイッチに表示されます。

商品番号	販売価格(税込)	レンタルコード	レンタル料(税込)
1387-77	538,780 円	Z545	月額使用料 12,200 円 週額使用料 6,100 円

・基本契約期間：1 ヶ月 / 1 週間（以後更新は 1 ヶ月 / 1 週間単位で自動更新）。

・搬入搬出費は別途申し受けます。

●寸法／ペダル装着：幅 46 × 長さ 50 × 高さ 43cm、ハンドル装着時：幅 56 × 長さ 50 × 高さ 43cm ●自重／ペダル装着時 13.2kg、ハンドル装着時 12.1kg ●電源／AC100 ～ 240V 50/60Hz ●ペダル回転スピード／1 ～ 60rpm ●トルク／約 2 ～ 8Nm



▲持ち運びできます